

Cenpe-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02224

Artikelnummer: CM0022388



Einführung

CENPE-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Chromosomenkongression und der Signalübertragung am mitotischen Kontrollpunkt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CENPE-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1062
GeneID	1062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 2542-2701 des humanen CENPE (NP_001804.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02224
Proteingewicht	316 kDa
Versand	Kühlakku