

Cep290 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15078

Artikelnummer: CM0024689

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes CEP290 (290 kDa) gerichtet ist, ein Schlüsselprotein des Zentrosoms bei der Zilienbildung. Validiert für Western Blot und ELISA; unterstützt die Forschung zu Ziliopathien und Zentrosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEP290 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; CEP290
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 950-1050 von humanem CEP290 (NP_079390.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15078
Proteingewicht	290kDa
Versand	Eisbeutel