

## Ces3 Kaninchen Pak - Q6Uww8

Artikelnummer: CM0029225

### Einführung

Hochwertiger CES3-Kaninchen-Polyklonaler-Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Detektiert endogenes CES3 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der Xenobiotika-Detoxifikation und Prodrug-Aktivierung in Leber, Dickdarm und Dünndarm.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CES3 Kaninchen pAk                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | ES31; CES3                                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                     |
| GenID (Mensch)    | 23491                                                                                                                                      |
| GenID             | 23491                                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 269-568 von menschlichem CES3 (NP_001172106.1) homolog ist |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                        |
| SWISS             | Q6UWW8                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 62kDa                                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                  |