

Cga Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01215

Artikelnummer: CM0017359



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CGA (Glykoprotein-Hormone Alpha-Kette; ~13 kDa). Validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die gemeinsame Alpha-Untereinheit von TSH, LH, FSH und CG für endokrinologische und reproduktionsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; CGA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1081
GenID	1081
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01215
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel