


Cgrp Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P06881

Artikelnummer: CM0007307



Einführung

CamelBio's CGRP Kaninchen-mAk ist ein monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, der auf humanes Calcitonin-Gen-verwandtes Peptid 1 (SWISS: P06881) abzielt. CGRP ist ein vasodilatatorisches Hormon, das an kardiovaskulären und neuronalen Funktionen beteiligt ist. Ideal für den Einsatz in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGRP Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CT; KC; PCT; CGRP; CALC1; CGRP1; CGRP-I; CGRP-alpha
Spezies	Human
Gen-ID (human)	796
Gen-ID	796
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-125 von humanem CGRP (NP_001029125.1) entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06881
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel