

Chdh Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Ne62

Artikelnummer: CM0009076

Einführung

CHDH Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt mitochondriale Cholin-Dehydrogenase (65 kDa) für Autophagie- und Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHDH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CHDH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55349
Gen-ID	55349
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 245-594 von humanem CHDH (NP_060867.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NE62
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eistasche