

Chmp7 Kaninchen-Pak - Q8Wux9

Artikelnummer: CM0017029

Einführung

Polyklonaler CHMP7-Antikörper, validiert für WB, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das ESCRT-III-Protein mit Funktion zum Versiegeln der Kernhülle ab. Ideal für Studien zur Zellteilung und endosomalen Sortierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CHMP7 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CHMP7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	91782
GenID	91782
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WUX9
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel