

Chrna10 Kaninchen Pab - Q9Gzz6

Artikelnummer: CM0029362

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CHRNA10, eine neuronale nikotinische Acetylcholinrezeptor-Untereinheit. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von auditorischer synaptischer Transmission, Keratinozytenadhäsion und Kalziumsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHRNA10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57053
Gen-ID	57053
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-240 des menschlichen CHRNA10 (NP_065135.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9GZZ6
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eispackung