


Cited2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99967

Artikelnummer: CM0020003



Einführung

CITED2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting und ELISA. Erkennt humanes CITED2-Protein, kreuzreagiert mit Ratte, vorhergesagtes Molekulargewicht 28 kDa. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CITED2 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	ASD8; MRG1; VSD2; MRG-1; P35SRJ; CITED2
Spezies	Human
GeneID (Human)	10370
GeneID	10370
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CITED2 (NP_001161860.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q99967
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel