


Citrullin-Histon H3 (R8 Citrullinierung) Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Db, Elisa

Artikelnummer: CM0000078



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen citrulliniertes Histon H3 an Arginin 8 (R8) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Dot Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und anderen Spezies (breites Spektrum vorhergesagt). Ideal für epigenetische und Citrullinierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Citrullin-Histon H3-R8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3t, H3.4, H3/g, H3FT, H3C16, HIST3H3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8290/8350
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches citrulliniertes Peptid um R8 von menschlichem Histon H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel