

Claudin18.2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P56856

Artikelnummer: CM0003728

Einführung

Dieser kaninchen-monoklonale Antikörper ist spezifisch für die humane CLDN18.2-Isoform und für Anwendungen in IHC-P und ELISA validiert. Er eignet sich ideal für die Erforschung von Tight Junctions, Studien an Magen- und Lungengewebe sowie die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Claudin18.2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SFTA5; SFTPJ; Claudin18.2
Spezies	Mensch
Gen-ID	51208
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CLDN18.2 (P56856-2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56856
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eispackung