

## Cldn18 Kaninchen Pab - P56856

Artikelnummer: CM0029971

### Einführung

Zuverlässiges Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes Claudin-18, validiert für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte, ideal für die Forschung zu Tight Junctions, Lunge und Magen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | CLDN18 Kaninchen pAb                                                                                                                                      |
| Bemerkungen/Aliase | SFTA5; SFTPJ; CLDN18                                                                                                                                      |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)     | 51208                                                                                                                                                     |
| GenID              | 51208                                                                                                                                                     |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-261 des menschlichen CLDN18 (NP_057453.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                                 |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                    |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS              | P56856                                                                                                                                                    |
| Proteingewicht     | 28 kDa                                                                                                                                                    |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                                 |