


CLDN2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P57739

Artikelnummer: CM0014065



Einführung

CLDN2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA bei Human, Maus, Ratte. Zielt auf Claudin-2 ab, ein Tight-Junction-Protein, das an der parazellulären Permeabilität beteiligt ist. Ideal für die Erforschung der epithelialen Barriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OAZON; claudin-2; CLDN2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9075
Gen-ID	9075
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P57739
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel