

Cldn4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14493

Artikelnummer: CM0014896



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLDN4, validiert für Western Blot, Immunhistochemie an Paraffinschnitten und ELISA. Erkennt Claudin-4, ein Tight-Junction-Protein, das an der Chloridpermeabilität beteiligt ist. Ideal für die Beschaffung von IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPER; CPE-R; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; CLDN4
Spezies	Human
GeneID (Human)	1364
GeneID	1364
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 109-209 von humanem CLDN4 entspricht (NP_001296.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14493
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel