


Cleaved Caspase-7 Rabbit Mab Für Wb, Elisa - P55210

Artikelnummer: CM0007174



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes cleaved Caspase-7, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt die aktive Form dieser Exekutor-Caspase in der Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved Caspase-7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MCH3, CMH-1, LICE2, CASP-7, ICE-LAP3, Cleaved Caspase-7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	840
GenID	840
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CASP7 (NP_001218.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55210
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel