

Cleaved Gasdermin B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tax9-6

Artikelnummer: CM0019435

Einführung

Cleaved Gasdermin B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches Gasdermin B, ein porenformendes Protein, das Pyroptose vermittelt. Ideal für Forschung zu Zelltod und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved Gasdermin B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B
Spezies	Mensch
Gen-ID	55876
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-300 von menschlichem Cleaved Gasdermin B entspricht. (NP_001159431.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TAX9-6
Proteingewicht	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Versand	Eisbeutel