


Cleaved Gasdermin D (C-Terminus) Kaninchen-Mak - Q9D8T2

Artikelnummer: CM0009577



Einführung

Cleaved Gasdermin D (C-Terminus) Kaninchen monoklonaler Antikörper (Maus) für WB, IP, ELISA. Erkennt die C-terminale Region von Gasdermin-D, einem Schlüsselmediator der Pyroptose. Ideal für Inflammasom- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved Gasdermin D (C-Terminus) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	79792
Gen-ID	69146
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 277-376 von Maus Cleaved Gasdermin D (C-Terminus) (NP_081236.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D8T2
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel