


Cleaved IL-18 (Tyr37) Kaninchen-Mak Für Wb - Q14116

Artikelnummer: CM0007646



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen gespaltenes humanes IL-18 an Tyr37, validiert für Western Blot. Erkennt ein 22 kDa Band. Ideal für die Erforschung proinflammatorischer Zytokine und Pyroptose-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved IL-18 (Tyr37) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	reifes IL-18; Cleaved IL-18 (Tyr37)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3606
GeneID	3606
Immunogen	Künstliches Peptid, das den Bereich um Tyr37 von humanem IL18 (NP_001553.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14116
Protein-Gewicht	22KDa
Versand	Eisbeutel