

Gespaltenes Parp (Asp214) Kaninchen-Pab - Q921K2

Artikelnummer: CM0018737

Einführung

Gespaltenes PARP (Asp214) Kaninchen-pAb erkennt die apoptosespezifisch gespaltene Form von PARP in Mausproben. Dieser polyklonale Antikörper ist für WB und ELISA validiert und zielt auf die Aminosäuren 201-300 ab.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	Bemerkungen/Alias	Art	Gen-ID	Immunogen	Quelle	Kategorie	Anwendung	Kreuzreaktivität	SWISS	Proteingewicht	Versand
Gespaltenes PARP (Asp214) Kaninchen-pAb	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; gespaltenes PARP (Asp214)	Maus	11545	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von Maus-PARP (Asp214) (NP_031441.2) entspricht	Kaninchen	Polyklonale Antikörper	WB, ELISA	Maus	Q921K2	113 kDa	Kühlakku