

Cleaved Parp1 P25 Kaninchen-Mak Für Wb, Ip, Elisa - P09874

Artikelnummer: CM0003838



Einführung

Cleaved PARP1 p25 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Nützlich für Apoptose- und DNA-Reparatur-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved PARP1 p25 Kaninchen-mak
Bemerkungen/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; Cleaved PARP1 p25
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	142
Gen-ID	142
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09874
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel