


Gespaltenes Parp1 P25 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P09874

Artikelnummer: CM0026600



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das gesplattene p25-Fragment von humanem PARP1, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt spezifisch humanes PARP1, ein Schlüsselenzym bei der DNA-Reparatur und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gespaltenes PARP1 p25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	142
Gen-ID	142
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09874
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel