

Clec2B-Kaninchen-Pab - Q92478

Artikelnummer: CM0019977

Einführung

Polyklonaler CLEC2B-Kaninchen-Antikörper (Q92478), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes CLEC2B und kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Forschung zur NK-Zell-vermittelten Zytotoxizität und zur Regulation von Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC2B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AICL; IFN1; CLECSF2; HP10085; CLEC2B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9976
Gen-ID	9976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-120 des humanen CLEC2B (NP_005118.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q92478
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku