


CLIC3 Kaninchen Pab - 095833

Artikelnummer: CM0017459



Einführung

CLIC3 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde und Reaktivität gegen humanes, murines und ratten-CLIC3 (27kDa) aufweist. Er eignet sich für die Untersuchung der Funktionen von Chlorid-intrazellulären Kanälen und der Tumorigenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLIC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLIC3
Spezies	Human
GeneID (human)	9022
GeneID	9022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 87-236 des humanen CLIC3 (NP_004660.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95833
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisüte