


Clusterin Alpha-Kette Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Artikelnummer: CM0017915



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliche Clusterin Alpha-Kette (CLU/APOJ/CLI). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Apoptose, Chaperone und Komplement.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Clusterin Alpha-Kette Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterin alpha chain
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1191
GeneID	1191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 314-449 der menschlichen Clusterin Alpha-Kette enthält (NP_001822.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10909
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel