


Cmpk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

Artikelnummer: CM0025776



Einführung

Hochwertiger CMPK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes und murines UMP-CMP-Kinase, beteiligt an der Pyrimidin-Biosynthese. Ideal für die Nukleotidstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CMPK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CK; CMK; UMK; CMPK; UMPK; UMP-CMPK; CMPK1
Spezies	Human
GeneID (Human)	51727
GeneID	51727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 69-228 von humanem CMPK1 (NP_057392.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P30085
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche