

Cnap1 Kaninchen-Mak Für Wb Und Elisa - Q15021

Artikelnummer: CM0012461

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen CNAP1 (CAP-D2/hCAP-D2), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche und murine Kondensin-Komplex-Untereinheit 1. Ideal für Forschung zu Mitose und Chromosomenkondensation. 157 kDa, rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNAP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9918
Gen-ID	9918
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 des menschlichen CNAP1 (Q15021) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15021
Proteingewicht	157 kDa
Versand	Eisbeutel