

Cntn4 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwv2

Artikelnummer: CM0011285

Einführung

CNTN4 Kaninchen mAb ist ein kaninchenmonoklonaler Antikörper für WB, IHC-P und ELISA, der humanes, Maus- und Ratten-CNTN4 (Contactin-4) nachweist. Es zielt auf ein neuronales Zelladhäsionsmolekül ab, das an Neuritenauswachstum und Synapsenbildung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTN4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	152330
Gen-ID	152330
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 800-900 von menschlichem CNTN4 (Q8IwV2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IwV2
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Eisbeutel