

Cntn6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uq52

Artikelnummer: CM0014679

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CNTN6 (Contactin-6, NB-3). Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Nervensystementwicklung, Oligodendrozytenbildung und Notch-Signalgebung. - Q9UQ52

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNTN6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NB3; CNTN6
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	27255
GenID	27255
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-110 des humanen CNTN6 (NP_055276.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UQ52
Proteinmasse	114 kDa
Versand	Eisbeutel