

## Coenzym Nad Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Db Und Elisa

Artikelnummer: CM0000008

### Einführung

Dieser Coenzym NAD Kaninchen monoklonale Antikörper (A21047) ist speziesunabhängig und geeignet für DB und ELISA. Er wurde für die Forschung zur Detektion von NAD-Coenzym entwickelt.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                           |
|------------------|--------------------------------|
| Produktname      | Coenzym NAD Kaninchen mAb      |
| Spezies          | Speziesunabhängig              |
| GenID            | CAS:53-84-9                    |
| Immunogen        | Chemische Verbindungen NAD     |
| Quelle           | Kaninchen                      |
| Kategorie        | Andere modifizierte Antikörper |
| Anwendung        | DB, ELISA                      |
| Kreuzreaktivität | Speziesunabhängig              |
| Versand          | Eisbeutel                      |