

Coenzym Nad Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Db Und Elisa - Nad

Artikelnummer: CM0023501

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Coenzym NAD, geeignet für ELISA- und Dot-Blot (DB)-Anwendungen. Artenunabhängige Reaktivität ermöglicht einen breiten NAD-Nachweis in verschiedenen biologischen Proben. Ideal für Stoffwechsel- und Redoxforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Coenzym NAD Kaninchen pAb
Immunogen	Chemische Verbindungen NAD
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel