


Col2A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02458

Artikelnummer: CM0012828



Einführung

Hochaffiner COL2A1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Knorpelbiologie und die Forschung zur Skelettentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; COL2A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1280
Gen-ID	1280
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1220-1282 von humanem COL2A1 (NP_001835.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02458
Proteingewicht	142 kDa
Versand	Eisbeutel