

Col4A1 Kaninchen Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - Q14031

Artikelnummer: CM0022536

Einführung

COL4A6 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches COL4A6, kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Forschung zu extrazellulärer Matrix und Basalmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL4A6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1288
GenID	1288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1575-1691 des menschlichen COL4A6 (NP_001838.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q14031
Proteinmasse	164 kDa
Versand	Eisbeutel