

Col9A2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q14055

Artikelnummer: CM0019012



Einführung

COL9A2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Q14055), hergestellt gegen ein synthetisches Peptid der menschlichen Kollagen-alpha-2(IX)-Kette. Geeignet für WB und ELISA mit Proben von Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Biologie von Knorpel, Glaskörper und extrazellulärer Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL9A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1298
Gen-ID	1298
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-689 von menschlichem COL9A2 (NP_001843.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q14055
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel