

Col9A3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q14050

Artikelnummer: CM0029381



Einführung

COL9A3 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen ein rekombinantes menschliches COL9A3-Proteinfragment entwickelt wurde. Validiert für IHC-P und ELISA mit Maus-Kreuzreaktivität unterstützt er die Kollagen IX-Forschung in Knorpel- und Augengewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COL9A3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
Spezies	Mensch
GeneID (human)	1299
GeneID	1299
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 445-684 des humanen COL9A3 (NP_001844.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q14050
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eistüte