


Colgalt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj5

Artikelnummer: CM0019629



Einführung

COLGALT1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Prokollagen-Galaktosyltransferase 1 für Studien zur Kollagen-Glykosylierung und Tripelhelix-Bildung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COLGALT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BSVD3; GLT25D1; ColGalT 1; COLGALT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79709
Gen-ID	79709
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-230 des humanen COLGALT1 (NP_078932.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NBJ5
Protein-Gewicht	72kDa
Versand	Eistasche