


Kollagen Iv Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Artikelnummer: CM0012451



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Kollagen IV (COL4A1,2,3,4), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Basalmembranforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen IV Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1555-1669 des humanen Kollagen IV (NP_000082.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Proteingewicht	162 kDa/161 kDa/168 kDa
Versand	Eisbeutel