


Complement C3 Rabbit Mab Für Wb, Elisa - P01027

Artikelnummer: CM0005745



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus Complement C3 (P01027) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert für die Forschung in den Bereichen angeborene Immunität und Komplement-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Complement C3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; Complement C3
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	718
GenID	12266
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01027
Proteingewicht	186kDa
Versand	Eisbeutel