

Komplement C3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01024

Artikelnummer: CM0028826



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Komplement C3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplement C3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Komplement C3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	718
Gen-ID	718
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01024
Proteingewicht	187kDa
Versand	Eistasche