

Konjugierter Aif1/Iba1 Kaninchen Mak - O70200(Maus),P55008(Mensch)

Artikelnummer: CM0010568

Einführung

konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen AIF1/IBA1 (Allograft-Entzündungsfaktor 1), validiert für WB- und IF-P-Anwendungen mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Immunoassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	konjugierter AIF1/IBA1 Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	G1, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	199
Gen-ID (Maus)	11629
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus AIF1/IBA1 (O70200)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O70200 (Maus), P55008 (Mensch)
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel