

Konjugierter Aif1/Iba1 Kaninchen-Mak - O70200(Maus),P55008(Mensch)

Artikelnummer: CM0009613

Einführung

konjugierter AIF1/IBA1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und IF-P. Erkennt AIF1/IBA1 in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Neuroinflammation und Mikroglia, mit konsistenter Charge-zu-Charge-Leistung für die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	konjugierter AIF1/IBA1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	199
Gen-ID (Maus)	11629
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus-AIF1/IBA1 (O70200) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O70200(Maus), P55008(Mensch)
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel