

-Konjugierter Anti-Cd200/Ox2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P41217

Artikelnummer: CM0004887

Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD200/OX2. Validiert für die Durchflusszytometrie erkennt er spezifisch das an der Immunregulation beteiligte Zelloberflächenglykoprotein. - P41217

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD200/OX2 mAb
Bemerkungen/Aliase	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID	4345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-232 von humanem CD200/OX2 (NP_001352780.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41217
Proteinmasse	30kDa/31kDa/32kDa
Versand	Eisbeutel