

-Konjugierter Anti-Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q08481

Artikelnummer: CM0007814

Einführung

-konjugierter kanincher monoklonaler Antikörper gegen Maus/Ratte CD31/PECAM1. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für Studien zu Endothelzellen und Leukozyteninteraktionen. Zielgerichtet gegen das Adhäsionsmolekül PECAM1. Ideal für Forschungsanwendungen in der Immunologie und vaskulären Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD31/PECAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	5175
Gen-ID (Maus)	18613
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31 (NP_001292086.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteinmasse	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel