

Konjugierter Anti-Gfap-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für If-P - P14136

Artikelnummer: CM0008707



Einführung

konjugierter Anti-GFAP-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für IF-P, reaktiv mit humanem, Maus- und Ratten-GFAP. Ideal für Astrozyten-Markerstudien in der neurowissenschaftlichen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	konjugierter GFAP-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ALXDRD
Spezies	Human
GeneID	2670
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GFAP (P14136) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14136
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel