

-Konjugierter Tom20 Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, If-P - Q15388

Artikelnummer: CM0005837



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TOM20, validiert für WB, IF/ICC und IF-P. Erkennt humanes, murines und rattes TOM20 für die Forschung an mitochondrialem Proteinimport und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Conjugated TOM20 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MAS20, MOM19, TOM20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9804
GenID	9804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-145 von humanem TOM20 (NP_055580.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15388
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel