


Cop1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nhy2

Artikelnummer: CM0023210



Einführung

COP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Rolle von COP1 bei Ubiquitinierung, p53-Abbau und Zellüberlebenswegen. Kreuzreaktivität mit humanem Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64326
Gen-ID	64326
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 582-731 von humanem COP1 (NP_071902.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NHY2
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eistasche