

Copb1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53618

Artikelnummer: CM0018628

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COPB1 (Beta-COP). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Coatomer-vermittelten Golgi/ER-Transports und der Lipidhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	COPB; BARMACS; COPB1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1315
GeneID	1315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 460-740 des humanen COPB1 (NP_057535.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53618
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Kühlakku