

## Coq9 Kaninchen Pab - O75208

Artikelnummer: CM0017368



### Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes COQ9, einen Schlüsselakteur in der Ubichinon-Biosynthese. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen, was eine zuverlässige Detektion dieses 36 kDa mitochondrialen Targets gewährleistet. Reagiert mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | COQ9 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | COQ10D5; C16orf49; COQ9                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| Gen-ID (Human)    | 57017                                                                                                                    |
| Gen-ID            | 57017                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-318 von humanem COQ9 (NP_064708.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                    |
| SWISS             | O75208                                                                                                                   |
| Protein-Gewicht   | 36kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                |