

Cox1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper - Cox1

Artikelnummer: CM0025330

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen COX1 (Cyclooxygenase-1), reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Anwendungen WB, IF, IHC-P und ELISA. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 415-514 der murinen COX1. Ideal für Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	COX1 Kaninchen pAb
Alias	CoxI; COX1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	4512
Gen-ID (Maus)	17708
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 415-514 der murinen COX1 (NP_904330.1) entspricht
Wirtsspezies	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteinmasse	56 kDa
Versand	Eisbeutel