

Cralbp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P12271

Artikelnummer: CM0004769



Einführung

CRALBP Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges CRALBP. Ideal für Forschung zum visuellen Zyklus und zur Netzhaut. 36 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRALBP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CRALBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6017
GenID	6017
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CRALBP (P12271) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P12271
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel