

Crem Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q03060

Artikelnummer: CM0027304

Einführung

Hochwertiger Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes CREM, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Spermatogenese, zirkadianem Rhythmus und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CREM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1390
GeneID	1390
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CREM (NP_853549.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03060
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eispackung